



## Formulario de consulta para revendedores

Schleyer Test Equipment GmbH  
Alfred-Nobel-Straße 7 - D 97080 Würzburg  
[info@schleyer-test-equipment.de](mailto:info@schleyer-test-equipment.de)  
Tel.: +49 (0) 931 46791315

Artículo	Descripción	Unidad de embalaje	Cantidad
<b>Detector de fugas de CO<sub>2</sub></b>			
CO 0001	Caja de madera vacía	6	
CO 2000	Detector de CO <sub>2</sub>	50	
CO 2501	Detector de CO <sub>2</sub> , líquido detector 0,5l, caja de madera	6	
CO 2331	Detector de CO <sub>2</sub> , líquido detector 300ml, líquido de limpieza 300ml, caja de madera	6	
CO 2211	Detector de CO <sub>2</sub> , líquido detector 250ml, líquido de limpieza 100ml, caja de madera	6	
CO 2301	Detector de CO <sub>2</sub> , líquido detector 300ml, caja de madera	6	

<b>Líquido detector de CO<sub>2</sub></b>			
0200	250ml	90	
0300	300ml	70	
0500	500ml	44	

<b>Líquido de limpieza</b>			
0020	250ml	90	
0030	300ml	70	
0050	500ml	44	

<b>Sincrómetro</b>			
SK 1-30/1	Un solo dispositivo	23	
SK 1-30/2	Conjunto de dos dispositivos emparejados	2	
SK 1-35/3	Conjunto de tres dispositivos emparejados	2	
BK 1-35/1	Un solo dispositivo	23	
BK 1-35/2	Conjunto de dos dispositivos emparejados	2	
BK 1-35/3	Conjunto de tres dispositivos emparejados	2	

Bajo consulta, también es posible solicitar cantidades inferiores a la unidad de embalaje!

**Por favor envíe una oferta a....**

Empresa \_\_\_\_\_  
Calle \_\_\_\_\_  
CP/Ciudad \_\_\_\_\_  
País \_\_\_\_\_  
Persona/contacto \_\_\_\_\_  
Teléfono \_\_\_\_\_  
Email \_\_\_\_\_

Sello

Firma