



## Formulário de consulta do revendedor

Schleyer Test Equipment GmbH  
Alfred-Nobel-Straße 7 - D 97080 Würzburg  
[info@schleyer-test-equipment.de](mailto:info@schleyer-test-equipment.de)  
Telefone +49 (0) 931 46791315

Artigo	Descrição	Unidade de embalagem	Quantidade
<b>Testador de vazamento CO<sub>2</sub></b>			
CO 0001	Caixa de madeira vazia	6	
CO 2000	Testador de CO <sub>2</sub>	50	
CO 2501	Testador de CO <sub>2</sub> , líquido de teste 0,5l, caixa de madeira	6	
CO 2331	Testador de CO <sub>2</sub> , líquido de teste 300ml, líquido de lavagem 300ml, caixa de madeira	6	
CO 2211	Testador CO <sub>2</sub> , líquido de teste 250ml, líquido de lavagem 100ml, caixa de madeira	6	
CO 2301	Testador CO <sub>2</sub> , líquido de teste 300ml, caixa de madeira	6	

<b>Líquido de teste para testador de vazamento de CO<sub>2</sub></b>			
0200	250ml	90	
0300	300ml	70	
0500	500ml	44	

<b>Líquido de lavagem</b>			
0020	250ml	90	
0030	300ml	70	
0050	500ml	44	

<b>Synchrometer</b>			
SK 1-30/1	Unico dispositivo	23	
SK 1-30/2	Conjunto de dois dispositivos correspondentes	2	
SK 1-35/3	Conjunto de três dispositivos correspondentes	2	
BK 1-35/1	Unico dispositivo	23	
BK 1-35/2	Conjunto de dois dispositivos correspondentes	2	
BK 1-35/3	Conjunto de três dispositivos correspondentes	2	

Quantidades menores do que o UE especificado também podem ser encomendadas a pedido!

**Por favor, envie sua oferta para**

Empresa \_\_\_\_\_  
Rua \_\_\_\_\_  
CEP, Cidade \_\_\_\_\_  
País \_\_\_\_\_  
Pessoa de contacto \_\_\_\_\_  
Telefone \_\_\_\_\_  
Email \_\_\_\_\_

Carimbo

Assinatura